


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pedf/Serpinf1 Para Wb, Elisa - P36955

Número de artículo: CM0004328



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra PEDF/SERPINF1 humano (P36955), validado para WB y ELISA. Detecta PEDF en muestras humanas, de ratón y de rata con un peso molecular de 46 kDa. Ideal para estudios de neurobiología y angiogénesis IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PEDF/SERPINF1
Observaciones/Alias	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5176
ID de gen	5176
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PEDF/SERPINF1 humano (P36955).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36955
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo