


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Pedf/Serpinf1 Para Wb, Elisa - P36955

Número de artículo: CM0014775



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra PEDF/SERPINF1 humano, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en angiogénesis y factores neurotróficos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PEDF/SERPINF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1
Especie	Humano
ID del Gen	5176
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 141-240 de PEDF/SERPINF1 humano (NP_002606.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36955
Peso Molecular	46kDa
Envío	Bolsa de hielo