


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pef1 Para Wb - Q9Ubv8

Número de artículo: CM0002862



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-PEF1 validado para WB y ELISA. Reacciona con PEF1 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio del transporte retículo endoplásmico-Golgi y la señalización por calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PEF1 Rabbit mAb
Notas / Alias	ABP32; PEF1A; PEF1
Especie	Humano
GeneID	553115
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de PEF1 humano (Q9UBV8)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBV8
Peso de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo