

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Peg10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Tg7

Número de artículo: CM0026804



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al PEG10 humano, una proteína derivada de retrotransposones implicada en la formación de la placenta y la progresión del cáncer. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PEG10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EDR, HB-1, Mar2, RTL2, MEF3L, Mart2, RGAG3, SIRH1, PEG10
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23089
ID de Gen	23089
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86TG7
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo