


Anticuerpo Policlonal Anti-Peg3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzu2

Número de artículo: CM0016955



Introducción

El pAb de conejo anti-PEG3 se valida en WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Reconoce PEG3 (181kDa), una proteína de dedo de zinc que regula la apoptosis y la supresión de tumores. Ideal para estudios de neurobiología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PEG3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PW1; ZNF904; ZSCAN24; ZKSCAN22; PEG3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5178
ID de Gen	5178
Inmunógeno	Proteína recombinante
F>Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZU2
Peso Proteico	181kDa
Envío	Bolsa de hielo