

Anticuerpo Policlonal Anti-Peli3 Para Wb, Elisa - Q8N2H9

Número de artículo: CM0027323

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PELI3 humano, adecuado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. PELI3 es una ligasa E3 de ubiquitina implicada en la inmunidad innata y las vías de señalización TLR/IL-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PELI3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PELI3
Especie	Humano
GeneID	246330
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de PELI3 humano (NP_659502.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8N2H9
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo