


Anticuerpo Policlonal Anti-Pelp1 Para Ihc-P, Elisa - Q8Izl8

Número de artículo: CM0015828



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PELP1 validado para ELISA e IHC-P, con reactividad cruzada con especies humana, de ratón y de rata. Ideal para estudios de señalización del receptor de estrógeno, biología del cáncer y maduración del rRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PELP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MNAR; P160; PELP1
Especie	Humana
ID del gen	27043
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 884-1130 de PELP1 humano (Q8Izl8)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q8Izl8
Peso molecular de la proteína	120 kDa
Envío	Bolsa de hielo