


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pelp1 Para Wb Y Elisa - Q8IZL8

Número de artículo: CM0009047



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a PELP1 humano (MNAR), validado para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. PELP1 es un coactivador transcripcional implicado en la señalización del receptor de estrógeno y la biología del cáncer. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-PELP1 de conejo
Observaciones/Alias	MNAR; P160; PELP1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	27043
GenelD	27043
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre la posición 1000 y 1100 del PELP1 humano (Q8IZL8).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IZL8
Peso molecular de la proteína	120kDa
Envío	Bolsa de hielo