

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pelp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - C9Jfv4

Número de artículo: CM0027100

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PELP1 humano (MNAR), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de receptores nucleares y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PELP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MNAR; P160; PELP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	27043
ID de Gen	27043
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1021-1180 del PELP1 humano (NP_055204.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	C9JFV4
Peso Proteico	125kDa
Envío	Bolsa de hielo