


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pen2/Psenen Para Wb, Elisa - Q9Nz42

Número de artículo: CM0014154



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PEN2/PSENEN, una subunidad de la gamma-secretasa. Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la enfermedad de Alzheimer y la señalización de Notch.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PEN2/PSENEN pAb de conejo
Observaciones/alias	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
Especie	Humano
ID del gen (humano)	55851
ID del gen	55851
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-101 de PEN2/PSENEN humano (NP_758844.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NZ42
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo