

Anticuerpo Policlonal Anti-Penk Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01210

Número de artículo: CM0029017



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Proencefalina-A (PENK) humana, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de señalización opioide y del dolor.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PENK Conejo pAb
Observaciones/Alias	PE; PENK-A; PENK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5179
GeneID	5179
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-267 de PENK humana (NP_001129162.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01210
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo