


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Penk Para Wb, If-P Y Elisa - P01210

Número de artículo: CM0022631



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proencefalina-A humana (PENK) para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Validado para investigaciones sobre la percepción del dolor, la señalización opioide y la función de los neuropéptidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PENK
Observaciones/Sinónimo	PE; PENK-A; Proencefalina-A
Especie	Humana
ID génico (humano)	5179
ID génico	5179
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-267 de la PENK humana (NP_001129162.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	P01210
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo