

Anticuerpo Policlonal Anti-Pepck/Pck2 Para Wb Y Elisa - Q16822

Número de artículo: CM0025666

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PEPCCK mitocondrial (PCK2), validado para WB y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para investigación sobre gluconeogénesis y ferroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PEPCK/PCK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; PEPCK/PCK2
Especie	Humano
GeneID	5106
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de PEPCK/PCK2 humano (NP_004554.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16822
Peso de la Proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo