

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pepck/Pck2 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16822

Número de artículo: CM0004921

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-PEPCK/PCK2, validado por KO, para western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta la PCK2 mitocondrial humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de gluconeogénesis y ferroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] PEPCK/PCK2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5106
GeneID	5106
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-640 de la PEPCK/PCK2 humana (Q16822)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16822
Peso proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo