


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pepd Para Wb, Elisa - P12955

Número de artículo: CM0028311



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la PEPD (prolidasa) humana. Validado para aplicaciones de Western blotting y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar el metabolismo del colágeno y la investigación relacionada. Peso molecular aproximado: 54 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PEPD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PROLIDASA; PEPD
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5184
ID del gen	5184
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 288-424 de la PEPD humana (NP_000276.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12955
Peso molecular de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo