

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pepsinógeno Ii (Pg Ii) Para Ihc-P Y Elisa - P20142

Número de artículo: CM0006595



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el Pepsinógeno II (PG II) humano, validado para IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Inmunógeno recombinante. Adecuado para investigación de enzimas digestivas y estudios de biomarcadores de cáncer gástrico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Pepsinógeno II (PG II)
Observaciones/Alias	PEPC; PGII; Pepsinógeno II (PG II)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5225
GeneID	5225
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-388 del Pepsinógeno II (PG II) humano (NP_002621.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P20142
Peso molecular	42kDa
Envío	Bolsa de hielo