

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pepsinógeno II (Pg II) Para Ihc-P, Elisa - P20142

Número de artículo: CM0003084



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Pepsinógeno II (PG II) humano. Adecuado para IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación gastrointestinal y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Pepsinógeno II (PG II)
Observaciones/Alias	PEPC; PGII; Pepsinógeno II (PG II)
Especie	Humano
GeneID (humano)	5225
GeneID	5225
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-388 del Pepsinógeno II (PG II) humano (NP_002621.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20142
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo