

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pepsinógeno II (Pg II) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20142

Número de artículo: CM0026719



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Pepsinógeno II (PG II) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con gastricsina humana, de ratón y de rata. Ideal para estudios de pepsinógeno C en digestión e investigación de proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Pepsinógeno II (PG II) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PEPC; PGII; Pepsinógeno II (PG II)
Especie	Humano
GenelD (humano)	5225
GenelD	5225
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 73-172 del Pepsinógeno II (PG II) humano (NP_001159896.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20142
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo