

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Per1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15534

Número de artículo: CM0005556

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PER1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Se dirige a la proteína PER1 humana (O15534), una proteína central del reloj circadiano. Adecuado para estudios de ritmo circadiano y expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] PER1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	PER; hPER; RIGUI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5187
GeneID	5187
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 207-275 de PER1 humana (NP_002607.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15534
Peso Proteico	136 kDa/92 kDa
Envío	Bolsa de hielo