

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Per1 - O15534

Número de artículo: CM0027056

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PER1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Para investigación del reloj circadiano y estudios de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PER1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PER; hPER; RIGUI; PER1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5187
ID del Gen	5187
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de PER1 humano (NP_002607.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15534
Peso Proteico	136 kDa/92 kDa
Envío	Bolsa de hielo