

Anticuerpo Policlonal Anti-Per2 Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - O15055

Número de artículo: CM0016411



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PER2 humano (homólogo 2 de la proteína circadiana Period), validado para WB, IHC-P, ELISA y ChIP. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PER2 Rabbit pAb
Notas / Alias	FASPS; FASPS1; PER2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	8864
ID del gen	8864
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 390-565 de PER2 humano (NP_073728.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15055
Peso molecular de la proteína	137kDa
Envío	Bolsa de hielo