

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Per3 Para Wb, Elisa - P56645

Número de artículo: CM0007548

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la proteína del reloj circadiano PER3 humana. Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del sueño y el ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PER3 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GIG13; FASPS3; PER3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8863
ID de Gen	8863
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-100 del PER3 humano (P56645).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56645
Peso Proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo