

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Perforina Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P14222

Número de artículo: CM0011017

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la perforina humana (PRF1, P14222) para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Apto para investigación en inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Perforina
Observaciones/Alias	P1, PFP, HPLH2
Especie	Humano
GenelD (humano)	5551
GenelD	5551
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-555 de la Perforina humana (NP_005032.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P14222
Peso Molecular de la Proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo