

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Perforina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14222

Número de artículo: CM0018649

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Perforina humana (PRF1, P14222). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada para Humano, Ratón y Rata. Una herramienta clave para estudiar la citotoxicidad mediada por granzimas y la defensa inmune.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Perforina Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | P1; PFP; HPLH2; Perforina                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                                    |
| ID del Gen (Humano) | 5551                                                                                                                                      |
| ID del Gen          | 5551                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-555 de la Perforina humana (NP_005032.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                       |
| SWISS               | P14222                                                                                                                                    |
| Peso de la Proteína | 61 kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                            |