

Anticuerpo Policlonal Anti-Perilipina-2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99541

Número de artículo: CM0030218

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Perilipina-2 (ADRP/ADFP). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Componente estructural de gotas lipídicas. Para uso en investigación en estudios de metabolismo lipídico. UniProt Q99541.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Perilipina-2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ADFP; ADRP; Perilipina-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	123
Inmunógeno	Proteína recombinante Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 168-437 de la Perilipina-2 humana (NP_001113.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99541
Peso Proteico	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo