

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Perilipin-2 Para Wb, If-P, Ihc-P Y Elisa - P43883

Número de artículo: CM0021535

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Perilipin-2 de ratón (ADRP/Adipophilin) para WB, IF-P, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para la investigación de la biología de las gotículas lipídicas y las enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra perilipin-2
Observaciones/Alias	ADPH, Adfp, Adrp, perilipin-2
Especie	Ratón
GeneID (humano)	123
GeneID	11520
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia situada entre los aminoácidos 325-425 de la perilipin-2 de ratón (NP_031434.3).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P43883
Peso molecular de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo