

Anticuerpo Monoclonal Anti-Perilipina A Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - O60240

Número de artículo: CM0009968

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Perilipina A validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo lipídico de adipocitos, dirigido a O60240.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-Perilipina A de conejo
Abreviaturas/Alias	PERI; PLIN; FPLD4; Perilipina A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5346
GeneID	5346
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de la Perilipina A humana (O60240)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O60240
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo