


Anticuerpo Monoclonal Anti-Periostina Para Wb, Elisa - Q15063

Número de artículo: CM0011541



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Periostina humana validado para Western blot y ELISA. Generado contra un péptido sintético dentro del extremo N-terminal. Ideal para estudiar la adhesión celular, el microambiente tumoral y la remodelación de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Periostina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PN; OSF2; OSF-2; PDLPOSTN; Periostina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10631
GeneID	10631
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Periostina humana (NP_001129406.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15063
Peso Proteico	80kDa/83kDa/84kDa/87kDa/90kDa/93kDa
Envío	Bolsa de hielo