

Anticuerpo Monoclonal Anti-Perk Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj5

Número de artículo: CM0012542



Introducción

PERK Rabbit mAb se dirige al PERK humano (EIF2AK3), un sensor clave de la UPR. Monoclonal de conejo, generado contra los aminoácidos 867-1116. Aplicable para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para la investigación del estrés del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PERK Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PEK; WRS; PERK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9451
GeneID	9451
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 867-1116 del PERK humano (NP_004827.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZJ5
Peso Proteico	125kDa
Envío	Bolsa de hielo