

Anticuerpo Monoclonal Anti-Perk De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9NZj5

Número de artículo: CM0008831



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PERK (Q9NZJ5) validado para Western blot y ELISA, que detecta PERK humano con reactividad cruzada para ratón y rata. Ideal para investigación sobre respuesta a proteínas desplegadas y señalización por estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PERK mAb de conejo
Notas / Alias	PEK; WRS; PERK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9451
GeneID	9451
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZJ5
Peso de la proteína	125kDa
Envío	Bolsa de hielo