


Anticuerpo Policlonal Anti-Peroxiredoxin 1/Pag Para Wb Y Elisa - Q06830

Número de artículo: CM0016387



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo de CamelBio contra Peroxiredoxin 1/PAG (Q06830) es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Detecta la proteína antioxidante de 22kDa Peroxiredoxin-1, un regulador clave de la señalización de estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Peroxiredoxin 1/PAG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5052
GeneID	5052
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-199 de la Peroxiredoxin 1/PAG humana (NP_001189360.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q06830
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo