


Mab De Conejo Anti-Peroxisredoxina 1/Pag Para Wb, Elisa - Q06830

Número de artículo: CM0008689



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Peroxisredoxina 1/PAG (PRDX1, NKEF-A). Detecta PRDX1 humana y murina para aplicaciones de Western blot y ELISA. Útil para la investigación del estrés oxidativo y los antioxidantes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Peroxisredoxina 1/PAG
Observaciones/Alias	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxisredoxina 1/PAG
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5052
ID del gen	5052
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada dentro de los aminoácidos 1-100 de la Peroxisredoxina 1/PAG humana (Q06830)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, murina
SWISS	Q06830
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo