


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Peroxiredoxina 1/Pag Para If/Icc Y Elisa - Q06830

Número de artículo: CM0020474



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Peroxiredoxina 1/PAG para aplicaciones de IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Detecta una proteína de 22 kDa. Adecuado para investigaciones sobre estrés oxidativo y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Peroxiredoxina 1/PAG
Observaciones/alias	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxina 1/PAG
Especie	Humano
GeneID (humano)	5052
GeneID	5052
Inmunógeno	Proteína recombinante Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 99-199 de la Peroxiredoxina 1/PAG humana (NP_001189360.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q06830
Peso molecular	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo