


Anticuerpo Monoclonal Anti-Peroxiredoxina 2 (Prdx2) Para Wb Y Elisa - P32119

Número de artículo: CM0007917



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Peroxiredoxina 2 (PRDX2) humana, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de estrés oxidativo y redox.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Peroxiredoxina 2 (PRDX2)
Observaciones/Alias	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; Peroxiredoxina 2 (PRDX2)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7001
GeneID	7001
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32119
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo