


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Peroxirredoxina 2 (Prdx2) Para Wb, If/Icc, Elisa - P32119

Número de artículo: CM0024030



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PRDX2 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Detecta la peroxirredoxina-2 de ~22 kDa, una enzima antioxidante citoplasmática implicada en la respuesta al estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Peroxirredoxina 2 (PRDX2) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; Peroxirredoxina 2 (PRDX2)
Especie	Humano
ID de Gen	7001 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-142 de la peroxirredoxina 2 humana (PRDX2) (NP_859428.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32119
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo