


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Peroxiredoxina 3 (Prdx3) Para Wb Y Elisa - P30048

Número de artículo: CM0020412



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo anti-PRDX3 de conejo validado para WB y ELISA. Detecta la PRDX3 humana y de rata, una enzima antioxidante mitocondrial fundamental en la investigación del estrés oxidativo y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Peroxiredoxina 3 (PRDX3) pAb de conejo
Observaciones/Alias	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III
Especie	Humana
ID del gen	10935
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 63-256 de la Peroxiredoxina 3 (PRDX3) humana (NP_006784.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Rata
SWISS	P30048
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo