


Anticuerpo Monoclonal Anti-Peroxiredoxin 4 (Prdx4) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13162

Número de artículo: CM0011375



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Peroxiredoxin 4 (PRDX4) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PRDX4 humano, de ratón y de rata (~31 kDa). Ideal para estudios de estrés oxidativo y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Peroxiredoxin 4 (PRDX4) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; Peroxiredoxin 4 (PRDX4)
Especie	Humano
ID de Gen	10549
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Peroxiredoxin 4 (PRDX4) humana (Q13162)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13162
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo