


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Peroxiredoxina 4 (Prdx4) Para Wb, Elisa - Q13162

Número de artículo: CM0014179



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Peroxiredoxina 4 (PRDX4) humana, validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación de estrés oxidativo y enzimas antioxidantes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Anticuerpo pAb de Conejo contra Peroxiredoxina 4 (PRDX4)
Observaciones/Alias	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; 4)
Especie	Humano
ID Gen	10549
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-271 de la Peroxiredoxina 4 humana (PRDX4) (NP_006397.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13162
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo