


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Peroxisredoxina 5 (Prdx5) Para Wb Y Elisa - P30044

Número de artículo: CM0009859



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PRDX5 humana, validado para WB y ELISA. Detecta una banda de ~22 kDa en muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige a la enzima antioxidante mitocondrial peroxirredoxina-5, protegiendo a las células del estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra peroxirredoxina 5 (PRDX5)
Observaciones/Alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Peroxisredoxina 5 (PRDX5)
Especie	Humana
GeneID (humano)	25824
GeneID	25824
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P30044
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo