


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Peroxisredoxina 5 (Prdx5) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30044

Número de artículo: CM0006905



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la peroxirredoxina 5 humana (PRDX5), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del estrés oxidativo. Alta especificidad dirigida a las isoformas mitocondriales, citoplasmáticas y peroxisomales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado para KO] mAb de conejo contra peroxirredoxina 5 (PRDX5)
Observaciones/Alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; Peroxisredoxina 5 (PRDX5)
Especie	Humano
GeneID	25824
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 53-214 de la peroxirredoxina 5 humana (PRDX5)(NP_036226.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P30044
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo