


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Peroxiredoxina 5 (Prdx5) Para Wb, If/Icc, Elisa - P30044

Número de artículo: CM0014246



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Peroxiredoxina 5 (PRDX5) de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta PRDX5 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación sobre estrés oxidativo, defensa antioxidante y peroxisomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Peroxiredoxina 5 (PRDX5) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxina 5 (PRDX5)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25824
GeneID	25824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 53-214 de la peroxiredoxina 5 humana (PRDX5) (NP_036226.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30044
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo