

Anticuerpo Monoclonal Anti-Peroxiredoxina 6 Para Wb, Elisa - P30041

Número de artículo: CM0005085

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Peroxiredoxina 6 (PRDX6) humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de estrés oxidativo y metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo contra Peroxiredoxina 6
Observaciones/Alias	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Peroxiredoxin 6
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	9588
ID del Gen	9588
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30041
Peso de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo