

Anticuerpo Policlonal Anti-Peroxirredoxina 6 Para Wb - P30041

Número de artículo: CM0019622



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Peroxirredoxina 6 (PRDX6) humana, para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce humano, ratón, rata. Proteína de 25 kDa. Enzima antioxidante con actividad peroxidasa y fosfolipasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Peroxirredoxina 6 pAb de conejo
Notas / Alias	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Peroxirredoxina 6
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	9588
ID del Gen	9588
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-224 de la Peroxirredoxina 6 humana (NP_004896.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30041
Peso de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo