

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Peroxiredoxina 6 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30041

Número de artículo: CM0005195



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra la peroxiredoxina 6 humana (validado por KD) detecta una proteína de ~25 kDa, adecuado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada humana y de rata. Ideal para la investigación sobre estrés oxidativo y metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Peroxiredoxina 6 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m
Especie	Humana
GeneID	9588
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-224 de la peroxiredoxina 6 humana (NP_004896.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Rata
SWISS	P30041
Peso Proteico	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo