

Anticuerpo Monoclonal Anti-Perp De Conejo Para Wb, Ihc, If - Q96Fx8

Número de artículo: CM0005944

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo PERP (Q96FX8) validado para WB, IHC, IF, ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige al efector de apoptosis p53 relacionado con PMP-22, involucrado en uniones desmosómicas e integridad epitelial. Ideal para estudios de apoptosis y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PERP
Observaciones/Alias	THW, KCP1, EKVP7, OLMS2, PIGPC1, KRTCAP1, dj496H19.1, PERP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64065
GeneID	64065
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 94-193 de PERP humano (Q96FX8).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96FX8
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo