

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pex10 Para Wb Y Elisa - O60683

Número de artículo: CM0021139

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige al PEX10 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigar la biogénesis de los peroxisomas y las vías de reciclaje de PEX5 en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PEX10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NALD; PBD6A; PBD6B; RNF69; PEX10
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5192
ID de Gen	5192
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-160 del PEX10 humano (NP_002608.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60683
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo