

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pex11B Para Wb Y Elisa - O96011

Número de artículo: CM0002361

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-PEX11B diseñado para Western blot y ELISA. Validado en especie humana. Se dirige al factor 11B de biogénesis de peroxisomas, con un peso molecular predicho de 28 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PEX11B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8799
ID del gen	8799
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de PEX11B humano (O96011)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O96011
Peso molecular de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo