

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pex11B Para Wb Y Elisa - O96011

Número de artículo: CM0019426

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PEX11B humano (Peroxina-11B), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre la proliferación y división de los peroxisomas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | PEX11B pAb de conejo                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID del gen          | 8799                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-180 de PEX11B humano (NP_003837.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                                 |
| SWISS               | O96011                                                                                                                              |
| Peso de la proteína | 28 kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |