

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pex12 Para Western Blot Y Elisa - O00623

Número de artículo: CM0017342

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-PEX12 está validado para Western blot y ELISA, y está dirigido contra la proteína 12 de ensamblaje de peroxisomas humana (PAF-3). Ideal para estudios de la biogénesis de los peroxisomas y el reciclaje del receptor PEX5. Solicítelo a CamelBio para obtener materias primas fiables para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PEX12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAF-3; PBD3A; PEX12
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5193
ID del gen	5193
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-359 de PEX12 humana (NP_000277.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O00623
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo