

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pex14 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75381

Número de artículo: CM0029702



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PEX14 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Esencial para estudios de importación de proteínas peroxisomales y trastornos de biogénesis peroxisomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PEX14 Rabbit pAb
Notas / Alias	NAPP2; PBD13A; Pex14p; dj734G22.2; PEX14
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5195
ID del gen	5195
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 118-377 de PEX14 humano (NP_004556.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75381
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo